

Kapitola 1 Bezpečnost

1.1 Bezpečnostní informace

Tato kapitola obsahuje základní bezpečnostní informace, kterých si při používání anesteziologického videolaryngoskopu (laryngoskopu) musí být uživatel vědom a kterými se musí řídit. V každé části se pak uvádí další bezpečnostní informace stejného či podobného charakteru nebo bezpečnostní informace týkající se specifického výkonu.

Nebezpečí

- Označuje riziko ohrožení, které může mít za následek smrt, vážné zranění osob nebo poškození majetku, pokud mu není zamezeno.
-
-

Varování

- Označuje možné riziko nebo nebezpečné jednání, které může mít za následek smrt, vážné zranění osob nebo poškození majetku, pokud mu není zamezeno.
-
-

Výstraha

- Označuje možné riziko nebo nebezpečné jednání, které může mít za následek lehké zranění osob, nesprávné fungování či poškození produktu nebo škody na majetku, pokud mu není zamezeno.
-
-

Pozor

- Upozorňuje na důležitá opatření, poskytuje pokyny nebo vysvětlení, jak zlepšit používání produktu.
-
-

1.1.1 Nebezpečí

Žádná bezpečnostní rizika v této kategorii.

1.1.2 Varování

Varování

- Laryngoskop se používá k odhalení hlasivkové štěrbiny (glottis) za hrtanovou příklopkou (epiglottis) pacienta a přesného navedení zdravotnického personálu při intubaci dýchacích cest v anestezii nebo pohotovostním využití. Laryngoskop se používá také k intraorálnímu vyšetření a léčbě a je určen pro použití odbornými lékaři, specializovanými zdravotníky na elektrotechniku nebo odborným zdravotnickým personálem při vyhrazených příležitostech.
 - Za provozní a technické využití nástroje zodpovídá odpovědný lékař! Profesionální odpovědný lékař má právo rozhodnout o adekvátním uplatnění zařízení podle skutečných podmínek použití.
 - **Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití anesteziologického videolarýngoskopu!**
 - Před použitím tohoto laryngoskopu musí uživatel nástroj a jeho příslušenství zkontrolovat, aby se ujistil, že fungují správně a bezpečně.
 - Laryngoskop musí být před prvním použitím dezinfikován a před jeho očištěním je nezbytné si prostudovat a pochopit předpisy týkající se čištění lékařského vybavení.
 - Laryngoskop nepoužívejte v přítomnosti hořlavých nebo výbušných materiálů, aby nedošlo k požáru či výbuchu.
 - Laryngoskop včetně přídatného vybavení by měl být přenášen či zajištěn tak, aby se zabránilo jeho pádu, kolizi a poškození silnými vibracemi nebo jinými mechanickými silami.
 - Společnost HugeMed Medical neodpovídá za jakékoli zranění osob nebo jiné škody způsobené tím, že:
 - díly zařízení nejsou originální produkty společnosti HugeMed Medical;
 - chybí Návod k použití;
 - instalaci, uvedení do provozu, úpravy, aktualizaci a opravy nástroje provedly osoby, které k těmto výkonům neměly oprávnění společnosti HugeMed Medical nebo autorizované osoby.
 - Společnost HugeMed Medical nemůže nést zodpovědnost za žádné škody ani incidenty způsobené používáním jiného spotřebního materiálu nebo příslušenství než materiálu značky HugeMed Medical.
-

1.1.3 Výstraha

Výstraha

- Elektromagnetická pole mohou ovlivnit výkon laryngoskopu a jeho přídatného vybavení, proto musí zařízení používaná v jeho blízkosti odpovídat příslušným požadavkům směrnic o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). V opačném případě by působení takového zařízení mohlo způsobit poruchu nebo zničení laryngoskopu v důsledku elektromagnetického rušení. Mobilní telefony, rentgeny nebo magnetická rezonance (MRI) jsou potenciálními zdroji rušení vydávající vysoké úrovně elektromagnetického záření.
 - Veškerá ostatní vybavení. Například podobně digitálně rušivá zařízení připojená k laryngoskopu musí splňovat příslušné požadavky normy (např. IEC/EN 60950-1 o zařízeních pro digitální zpracování, IEC/EN 60601-1 pro elektrická zařízení). Když je pak dále připojeno další zařízení se signálovým vstupem nebo výstupem, musí struktura dalšího zařízení odpovídat struktuře systému tak, jak je stanoveno normou IEC/EN 60601-1. Osoba odpovědná za připojení zařízení musí zajistit, aby byl systém provozuschopný a odpovídá za splnění systémových požadavků. V případě dalších otázek se můžete obrátit na místního dodavatele zařízení nebo na servisní středisko Harmonic Medical.
 - Opravy nebo aktualizace sw. laryngoskopu musí provádět vyškolený a společností pověřený personál.
 - Při likvidaci obalového materiálu je třeba dodržovat místní předpisy nebo systém likvidace nemocničního odpadu. Obalové materiály musí být uchovávány mimo dosah dětí.
-

1.1.4 Pozor

Pozor

- Uchovávejte tento návod v blízkosti laryngoskopu, abyste do něj v případě potřeby mohli včas a pohodlně nahlédnout.
 - Tento návod uvádí produkt ve svém nejkompletnějším složení, konfiguraci a s veškerými možnostmi, které nabízí, a je možné, že některé z těchto funkcí může váš konkrétní produkt postrádat.
-